



**PRÜFMITTEL ZUR
KINDERHOCHSTUHLPRÜFUNG
BEINSCHABLONE NACH EN 14988**

Beinschablone nach EN 14988

Geprüft werden Kinderhochstühle im aufgebauten Zustand.

- *Massen mit einer Genauigkeit von +/- 0,5% der Nennmasse*
- *Maße mit einer Genauigkeit von +/- 1 mm des Nennmaßes*
- *Winkel mit einer Genauigkeit von +/- 2 des Nennwinkels*
- *Kräfte mit einer Genauigkeit von +/- 5% der Nennkraft*

SKU: 08905-A

Categories: [Prüftechnik](#), [Zubehör](#)
[Spielzeugprüfung](#), [Spielzeug](#)