



## **SCHIENBEINSCHONER TESTMASCHINE**

Mit der Maschine können die von der FIFA vorgeschriebenen drei Tests als Falltest unabhängig voneinander durchgeführt werden.

- alle vier Seiten mit je zwei Türen verschlossen, zur sicheren Durchführung der Prüfung.
- zur genauen Ausrichtung sind vier einstellbare Füße an der Maschine angebracht.
- die Fallversuche können so senkrecht, reibungslos und reproduzierbar ausgeführt werden.

### **Funktionsprinzip**

- Der Aufprall des Fallbären wird durch den Schienbeinschoner gedämpft.
- Die druchdringende Energie wird an den Messbolzen und an die Kraftmessdose weitergeleitet.
- Das so erzeugte elektronische Signal wird vom mitgelieferten Computer aufgezeichnet.

---

**SKU:** 10920

**Categories:** [Prüftechnik](#),  
[Schienbeinschonerprüfung](#), [Sportartikel](#)

