



SCHIENBEINSCHONER TESTMASCHINE

Mit der Maschine können die von der FIFA vorgeschriebenen drei Tests als Falltest unabhängig voneinander durchgeführt werden.

- alle vier Seiten mit je zwei Türen verschlossen, zur sicheren Durchführung der Prüfung.
- zur genauen Ausrichtung sind vier einstellbare Füße an der Maschine angebracht.
- die Fallversuche können so senkrecht, reibungslos und reproduzierbar ausgeführt werden.

Funktionsprinzip

- Der Aufprall des Fallbären wird durch den Schienbeinschoner gedämpft.
- Die druchdringende Energie wird an den Messbolzen und an die Kraftmessdose weitergeleitet.
- Das so erzeugte elektronische Signal wird vom mitgelieferten Computer aufgezeichnet.

SKU: 10920

Categories: [Schienbeinschonerprüfung](#),
[Prüftechnik](#), [Sportartikel](#)

